

Introduction

Un escape game (EG) a été conçu permettant d'évaluer et de renforcer les bonnes pratiques d'une équipe de stérilisation.

Objectifs : vérifier que les notions essentielles soient bien assimilées tout en rendant l'apprentissage plus attrayant.

Matériels et méthodes




Inspiré de travaux présentés au congrès de stérilisation → groupe de travail → EG, enquête de satisfaction, fiche d'évaluation. Binôme test = interne + cadre

Etapes : ① Habillage / Hygiène des mains ② Lavage ③ Recomposition ④ Conditionnement ⑤ Déchargement

- 2 pièces consécutives en zone de conditionnement
- Binômes / trinôme enfermés dans une pièce
- 4 énigmes en rapport avec les instruments de la stérilisation
- Grille d'évaluation de 42 items > 71 points
- Evaluateurs et chronométrage : interne et externe
- Erreurs relatées en fin d'EG à chaque binôme
- Score de 70 % minimum pour être validé

Résultats

Score moyen : 88% - Durée moyenne : 1h12 - Très appréciés (satisfaction) : 84%



SOURCE : Necker

Figure 3 : photo représentant l'étape 5 de déchargement autoclave

L'étape 5 est la moins bien réussie et a la plus grande disparité. Deux notions sont les plus oubliées (f.2). Aucune corrélation entre l'ancienneté de formation et le score moyen pour une médiane de 5 ans : $r = 0.06$ Les agents ont beaucoup apprécié l'EG pour 84% et le reste l'a apprécié. Aucun agent n'a déclaré être déçu

Discussion / conclusion

- Tous les agents / RP ont validé leur formation continue
- Réalisation d'évaluations inopinées pour l'étape 5 / mise en place de l'EG pour les nouveaux arrivants en fin de parcours de formation
- EG long → scinder ou raccourcir les étapes à l'avenir
- L'équipe de stérilisation : crainte à l'annonce due à cette forme d'évaluation mais très satisfaits après l'EG



Récompense